

医療用弾性ストッキング
R~~ef~~it™

男女
兼用

改訂版

レックスフィット

ワンランク上のフィット感と
ファッション性・優れた耐久性



医療用弾性ストッキング専門メーカー

Best Customer Service
LimFix

お肌にやさしく、着用しやすい、 新しい医療用弾性ストッキング

コットン



お肌が敏感な方のために、綿素材の割合を高く(32%配合)したコットンハイソックスが誕生しました。かぶれやムレなどの不快感を一蹴します!

●コットン ハイソックス専用サイズ表(単位: cm)

測定部位 \ サイズ	S	M	L
商品番号	CB11	CB12	CB13
圧迫圧	弱圧 15~20mmHg(20~27hPa)		
カラー	ブラック		
税込価格	¥3,740		
足首周り	17.5~20.5	20.5~24.5	24.5~28.5
ふくらはぎ周り	27.0~37.5	29.5~40.0	32.0~43.5
足のサイズ	23.5以下	23.5~25.5	25.5以上

※足のサイズを加味してお選びください。

マイクロファイバー



吸湿性・通気性・保温性に優れ、肌触りも非常に良いためスポーツウェアや下着、タオルなどにも使われている素材です。超極細の化学繊維により柔らかさが進化し格段に履きやすくなりました!

●マイクロファイバー ハイソックス専用サイズ表(単位: cm)

測定部位 \ サイズ	XS	S	M	L
商品番号	MN20	MN21	MN22	MN23
圧迫圧	弱圧 15~20mmHg(20~27hPa)			
カラー	ネイビー			
税込価格	¥3,740			
商品番号	MN30	MN31	MN32	MN33
圧迫圧	中圧 20~30mmHg(27~40hPa)			
カラー	ネイビー			
税込価格	¥4,070			
足首周り	18以下	18~21	21~25	25~29
ふくらはぎ周り	28以下	28~38	30~42	32~46
足のサイズ	23以下	23~25.5	26~28.5	28.5以上

※足のサイズを加味してお選びください。

ハイソックスタイプ



圧迫圧		弱圧		中圧				男性向き中圧※1
		15~20mmHg (20~27hPa)		20~30mmHg (27~40hPa)		30~40mmHg (40~53hPa)		20~30mmHg (27~40hPa)
生地		薄手		薄手		厚手		厚手リブ編み
爪先		あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり
ライトベージュ ★厚手ストッキングはベージュ	S	1921	1021	1941	1041	1661	1001	—
	M	1922	1022	1942	1042	1662	1002	—
	L	1923	1023	1943	1043	1663	1003	—
	LL	1924	1024	1944	1044	1664	—	—
ブラック	S	1931	1031	1911	1011	1651	1101	1811
	M	1932	1032	1912	1012	1652	1102	1812
	L	1933	1033	1913	1013	1653	1103	1813
	LL	1934	1034	1914	1014	1654	—	1814
ミディアムベージュ	S	—	—	1951	1051	—	—	—
	M	—	—	1952	1052	—	—	—
	L	—	—	1953	1053	—	—	—
	LL	—	—	1954	1054	—	—	—
税込価格		¥3,740		¥4,070				

ガーターベルト・・・¥1,870(税込価格)

M: 60~80cm(商品番号1687) L: 75~105cm(商品番号1688)

※1: 男性向きハイソックスはサイズが合えば女性の方でも着用可能です。

弾性ストッキングの
上手な履き方

1



ストッキングの中に手を入れます

2



かかとと部分を内側から軽くつまみます

3



かかとを
つまんだまま裏返し、
ひっくり返します

4



つまんだかかと
部分まで裏返します

ストッキングタイプ



弱圧	中圧		中圧	
15~20mmHg (20~27hPa)	20~30mmHg (27~40hPa)		30~40mmHg (40~53hPa)	
薄手	薄手		厚手	
なし※2	あり※2	なし※2	あり※3	なし※4
2301	2731	2701	★2611	★1201
2302	2732	2702	★2612	★1202
2303	2733	2703	★2613	★1203
2304	2734	2704	★2614	★1204
—	2711	—	2641	1251
—	2712	—	2642	1252
—	2713	—	2643	1253
—	2714	—	2644	1254
—	2751	—	—	—
—	2752	—	—	—
—	2753	—	—	—
—	2754	—	—	—
¥4,620	¥4,950	¥5,170	¥5,500	¥4,840

※2: ズレ落ち防止シリコン付きレース加工

※3: ズレ落ち防止シリコン付きバンド加工

※4: プレーンタイプ(シリコン加工なし)

パンスト・レオタード・レギンスタイプ



弱圧	中圧		男性用中圧	中圧
15~20mmHg (20~27hPa)	20~30mmHg (27~40hPa)	30~40mmHg (40~53hPa)	20~30mmHg (27~40hPa)	20~30mmHg (27~40hPa)
薄手	薄手	厚手	厚手ワイツ前アキ	厚手
あり	あり	あり	あり	足首まで※5
1311	1731	1631	—	—
1313	1732	1632	—	—
1315	1733	1633	—	—
1317	1734	1634	—	—
1391	1711	1641	9801	8801
1392	1712	1642	9802	8802
1393	1713	1643	9803	8803
1394	1714	1644	9804	—
—	1751	—	—	—
—	1752	—	—	—
—	1753	—	—	—
—	1754	—	—	—
¥4,620	¥5,500	¥6,050	¥9,020	¥5,500

※5: レギンスタイプ




●ハイソックス・ストッキング専用サイズ表(単位: cm)

測定部位 \ サイズ	S	M	L	LL
足首周り	18~20	20~24	24~28	28~32
ふくらはぎ周り	26.5~37	29~39	32~43	34.5~46
太腿周り	40.5~56	44.5~61	49.5~66	56~71
足のサイズ	23以下	24.5以下	26以下	28以下

※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください

●パンティストッキング専用サイズ表



※パンティストッキングは身長(長さ)と体重(太さ)を加味してお選びください。

●男性向きハイソックス専用サイズ表(単位: cm)

測定部位 \ サイズ	S	M	L	LL
足首周り	18~21	21~25	25~29	29~33
ふくらはぎ周り	28~38	30~42	32~46	34~50
足のサイズ	25.0以下	25.5~27.5	28.0~29.5	29.5以上

※足のサイズを加味してお選びください。

●男性用レオタード専用サイズ表(単位: cm)

測定部位 \ サイズ	S	M	L	LL
身長	~168	~173	~181	~188
ウエスト	~76	~83	~91	~101

※身長(長さ)とウエストを加味してお選びください。

■ 本カタログの内容は2025年4月現在のものです。

■ 本カタログの写真画像は製造ロットにより、実際のカラーと多少異なる場合もございますのでご承知ください。

■ 商品の仕様及び価格が改良や経済状況の変動などにより変更する場合があります。

株式会社 リムフィックス vol.11

〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-12 ケイズビル4F

TEL. 03-3818-8493 FAX. 03-3818-8495

URL www.limfix.com

一般医療機器/製造販売届出番号1383X90009000001